

FICHA TÉCNICA



Artículo Nr: **02**

Descripción: **Bata manga larga**

La bata de aislamiento está hecha de SMS de alta calidad, con un lazo en el cuello y puños en RIB de algodón o puños elásticos. Se utiliza para aislar el polvo o bacterias.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO								
Material	Peso (g/m2)	Tamaño	Ubicación de la medida				Color	Detalle
			A	B	C	D		
SMS (Spunbond Meltblown Spunbond)	30	XS: 115*127	115	127	58	58	AZUL	Puños elásticos o de punto de algodón
		S: 110*140	110	140	58	60		
	35	M: 115*140	115	140	58	62		
		L: 120*140	120	140	60	65		
		XL: 140*140	140	140	60	67		
	XXL: 125*150	125	150	60	70			
Tolerancia			±4	±4	±2	±2		



EMBALAJE	
General	
Material	Carton (corrugado de cinco capas)
Piezas por subembalaje	100 unidades (10 pcs/bolsa, 100 pcs/ctn)

ALMACENAMIENTO	
General	
1	Conservar en condiciones secas y limpias en el embalaje original.
2	Almacenar lejos de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura y vapores de solventes.
3	Almacenar con un rango de temperatura de -5°C a +45°C y con una humedad relativa inferior al 80%.

FICHA TÉCNICA

Artículo Nr: **02**

Descripción: **Bata de aislamiento**

La bata de aislamiento está hecha de SMS de alta calidad, con un lazo en el cuello y puños de punto blanco o puños elásticos. Se utiliza para aislar el polvo o bacterias.



DURACIÓN

La vida útil es de 36 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena como estado.

PRECAUCIONES Y ELIMINACIÓN

General

1	No tener contacto con aceites pesados , chispas o llamas	
2	No utilizar en ambientes con condiciones de calor excesivo	
3	Reemplazar si está dañado, muy contaminado o de acuerdo con la práctica local	
4	Manipule y deseche los productos contaminados con cuidado y de acuerdo con las normas nacionales	