	<b>FICHA TÉCNICA BATA PACIENTE</b>	<b>CÓDIGO:</b> FTM-GC-003	<b>VERSIÓN</b>	1
			<b>VIGENCIA</b>	01/05/2022
			<b>PAGINA</b>	1 de 2

## FICHA TÉCNICA


Artículo Nr: **03**

Descripción: **Bata paciente**

La bata manga sisa está hecha de SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) de alta calidad, con desgaste para la comodidad de los pacientes.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO								
Material	Peso (g/m2)	Tamaño	Ubicación de la medida				Color	Estilo
			A	B	C	D		
SMS	30	M: 110*140	110	140	27	22	AZUL	Manga corta
PP	35	L: 115*140	115	140	27	22		
		XL: 120*150	120	150	27	22		
Tolerancia			±2	±2	±1	±1		



EMBALAJE	
General	
Material	Carton (corrugado de cinco capas)
Piezas por subembalaje	100 unidades (10 * 10 piezas en bolsas plásticas)

	<b>FICHA TÉCNICA BATA PACIENTE</b>	<b>CÓDIGO:</b> FTM-GC-003	<b>VERSIÓN</b>	1
			<b>VIGENCIA</b>	01/05/2022
			<b>PAGINA</b>	1 de 2

## FICHA TÉCNICA

Artículo Nr: **03**





Descripción: **Bata manga corta**

La bata manga sisa está hecha de SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) de alta calidad, con desgaste para la comodidad de los pacientes.



ALMACENAMIENTO	
General	
1	Conservar en condiciones secas y limpias en el embalaje original.
2	Almacenar lejos de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura y vapores de solventes.
3	Almacenar con un rango de temperatura de -5°C a +45°C y con una humedad relativa inferior al 80%.

DURACIÓN	
La vida útil es de 36 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena como estado.	

PRECAUCIONES Y ELIMINACIÓN		
General		
1	No tener contacto con aceites pesados , chispas o llamas	
2	No utilizar en ambientes con condiciones de calor excesivo	
3	Reemplazar si está dañado, muy contaminado o de acuerdo con la práctica local	
4	Manipule y deseche los productos contaminados con cuidado y de acuerdo con las normas nacionales	

Elaborado	Revisado	Aprobado	
Javier Sterling Bermudez	Carlos Mario Berrio Quintero	Oscar Ivan Sanchez Toledo	<b>Nombre</b>
Coordinador de Calidad y Procesos	Director Técnico	Representante legal	<b>Cargo</b>
			<b>Firma</b>