	FICHA TÉCNICA GUANTE DE NITRILO AZUL	CÓDIGO: FTM-GC-004	VERSIÓN	1
			VIGENCIA	01/05/2022
			PAGINA	1 de 2

FICHA TÉCNICA

Artículo Nr: **04**

Descripción: **SUPERNITRICECS**

Guantes de examen, hecho de nitrilo azul.



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Con la punta de los dedos microtexturados para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Apto para contacto con alimentarios.
- Ambidiestros.
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

USOS E INSTRUCCIONES DE USO


- Equipo de protección destinado a uso médico, terapéutico, alimentario e industrial.
- No contiene látex. Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.
- Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

NORMATIVA

- Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.
- Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo B y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
28502	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
28503	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
28504	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
28505	XL	100 Unidades	10	240	115 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02

	FICHA TÉCNICA GUANTE DE NITRILO AZUL	CÓDIGO: FTM-GC-004	VERSIÓN	1
			VIGENCIA	01/05/2022
			PAGINA	1 de 2

FICHA TÉCNICA

Artículo Nr: **04**

Descripción: **SUPERNITRICECS**

Guantes de examen, hecho de nitrilo azul.



Antes del envejecimiento	
Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	500%

Después del envejecimiento	
Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	400%

Registro sanitario
INVIMA 2022DM-0025691

Elaborado	Revisado	Aprobado	
Javier Sterling Bermudez	Carlos Mario Berrio Quintero	Oscar Ivan Sanchez Toledo	Nombre
Coordinador de Calidad y Procesos	Director Técnico	Representante legal	Cargo
			Firma